

PRODUKTINFORMATION

Mit **Stomatect** wurde ein Schutzgürtel für Stomaträgerinnen und -träger entwickelt, der eine unbeschwerte Ausübung nahezu aller denkbaren Aktivitäten - insbesondere sportlicher Art und sogar im Wasser - ermöglicht. Er ist aus hochwertigem Neopren gefertigt, das vornehmlich für Tauchanzüge Verwendung findet.

Stomatect besteht aus einem speziell geformten Gürtel mit Klettverschluss und einer ringförmigen Abdeckung für die Aufnahme der Stomaversorgung. Diese ist ebenfalls mit einem Klettverschluss auf der Innenseite des Gürtels zu befestigen.

Bei Bedarf kann der Gürtel an dem Ende gekürzt werden, welches die weichen Teile der Klettverschlüsse trägt. Um ein Ausfasern zu vermeiden sollte unmittelbar vor einer der hierzu angebrachten Nähte geschnitten werden, eine möglichst unversehrte Naht also nah am neuen Gürtelende verlaufen. Die ringförmige Abdeckung für das Stoma kann durch Lösen des Klettverschlusses vom Gürtel bei Bedarf getrennt, separat gesäubert oder auch ausgetauscht werden. Ersatzabdeckungen sind lieferbar.

Die Beantragung einer Hilfsmittelnummer für **Stomatect** ist in Vorbereitung.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. **Stomatect** der Tragetasche entnehmen, die ringförmige Stomaabdeckung mit dem Klettverschluss auf der Innenseite des Gürtels befestigen.

2. Den entleerten und verschlossenen Stomabeutel so zusammenlegen und mit einer Hand halten, dass er gefaltet nicht über den Rand der Hautschutzplatte ragt.

3. Die ringförmige Abdeckung an der Innenseite des Gürtels über das Stoma und das gefaltete Versorgungssystem so

auf die Bauchwand setzen, dass der Neoprenring möglichst komplett auf der Haut aufliegt.

4. Nun den Gürtel mit den beiden Klettverschlüssen straff schließen und den korrekten Sitz der Stomaabdeckung überprüfen.

Falls erforderlich den Gürtel noch etwas nachspannen, so dass er straff sitzt und bei Bewegungen nicht verrutscht.

PFLEGEHINWEISE

Um die Aktivitäten mit **Stomatect** möglichst ungetrübt und oft genießen zu können, sollten folgende Hinweise unbedingt beachtet werden:

Nach Benutzung im Wasser (Chlor- oder Salzwasser) **Stomatect** grundsätzlich mit klarem Leitungswasser abspülen und anschließend zum Trocknen aufhängen. Zur Vermeidung von Schimmelbildung nur absolut trocken in der Tragetasche lagern! Zur frühzeitigen Entdeckung von Feuchtigkeitsniederschlag ist die Tragetasche transparent.

Bei Bedarf kann **Stomatect** von Hand mit einem Feinwaschmittel bei max. 30° gereinigt werden. Das Innere der

ringförmigen Stomaabdeckung sollte hierbei nicht nach außen gekehrt werden, um die Verklebungen nicht zu überlasten.

Beim Zusammenlegen von **Stomatect** sollte die Stomaabdeckung stets im Inneren des gefalteten Gürtels zu liegen kommen, damit der Neoprenring vor Knickung und Druck geschützt ist. Nur ein intakter Ring dichtet das Stoma zuverlässig ab. Ist es dennoch zu Verformungen des Neoprenringes gekommen, so braucht das Material einige Tage ohne Belastung, um seine ursprüngliche Form annähernd wiederzuerlangen.

ZUM SCHLUSS NOCH EINIGE TIPPS

Nach Wassersport und Abspülen wird **Stomatect** am besten locker im Badehandtuch eingeschlagen und hierin bis zum Trocknen transportiert.

Vor einem ersten "Großeinsatz" bieten Dusche oder Badewanne Gelegenheit, sich mit **Stomatect** und seiner Handhabung vertraut zu machen. So werden vermeidbare Enttäuschungen umgangen. In der Badewanne ist allerdings zu bedenken, dass es durch Hinsetzen oder Aufstehen zu einer erheblichen Vorwölbung der Bauchdecken kommen

kann, was das Eindringen von Wasser in die Abdeckung begünstigt.

Doch selbst wenn durch einen zu lockeren Gürtel oder extreme Bewegungen einmal Wasser in die Stomaabdeckung gelangen sollte, so ist nicht gleich eine Ablösung der Stomaversorgung zu befürchten: Hautschutzplatten können eine gewisse Menge Wasser aufnehmen ohne gleich ihren sicheren Sitz zu verlieren.

... ZU GUTER LETZT

Erfahrung sammeln braucht Zeit! Deswegen lieber mit einfachen Aktivitäten beginnen und dann erst zu Anspruchsvollerem schreiten: also erst joggen, dann Volleyball spielen und dann aufs Trampolin... oder zunächst nur einfach

schwimmen und dann erst Wasserski fahren. Auf diese Weise werden die Vorzüge von **Stomatect** voll zur Geltung kommen und den Anwendern eine unbeschwerte Ausübung vielfältiger Aktivitäten ermöglichen.